


	Classe e descrizione del documento Scheda Tecnica di Prodotto	STP N° 00411	Emessa il 23/11/2023
		Rev. N°01	
PRODOTTO: PIASTRINE X 30 pz FLASH		Pagina 1 di 2	

1. Categoria Prodotto	30 piastrene per elettroemanatore
2. Articolo Distinta Base	00411
3. Articolo Vendita	00411
4. Produttore	BERGEN s.r.l. 37060 Castel D'Azzano (VR)
5. Distributore	BERGEN s.r.l. 37060 Castel D'Azzano (VR)
6. Destinazione D'uso	Le piastrene FLASH PIASTRINE BG01 sono efficaci contro la zanzara comune (Culex pipiens), la zanzara tigre (Aedes albopictus) ed altre zanzare tropicali, potenziali vettori dei virus zika, della febbre gialla e della dengue. La sua efficacia è garantita in stanze di normali dimensioni (30 m³) per circa 8 ore. Per stanze di maggiori dimensioni utilizzare più elettroemanatori.
7. Istruzioni per l'uso	Attivare l'elettroemanatore da 1/2 a 1 ora prima di entrare nell'ambiente considerato, aerare e mantenere le finestre aperte per tutto il tempo durante il quale l'apparecchio rimane in funzione. Introdurre una piastrina insetticida nell'elettroemanatore. - Se l'apparecchio è privo di interruttore inserire l'elettroemanatore in una presa di corrente; al termine del periodo di utilizzo staccare l'apparecchio dalla presa di corrente. La sostituzione della piastrina esausta deve avvenire con l'elettroemanatore disinserito dalla presa di corrente. - Se l'apparecchio è munito di interruttore, premerlo per attivarlo. L'accensione del led luminoso indica che l'apparecchio è sotto tensione e in funzione. Per spegnere l'apparecchio è sufficiente intervenire nuovamente sull'interruttore senza togliere l'apparecchio dalla presa di corrente. La sostituzione della piastrina esausta deve avvenire con l'elettroemanatore disinserito dalla presa di corrente oppure con interruttore spento. Una piastrina insetticida dura circa 8 ore. Al termine la piastrina avrà perso il suo colore e dovrà essere sostituita.
8. Composizione	100 grammi di prodotto contengono: Pralletrina (ETOC) T.G. [CAS 23031-36-9] 1,33 g (corrispondente a 10 mg/piastrina) Coformulanti, colore e supporto q.b a 100 g cellulosico

STATO	RESPONSABILE	FUNZIONE	DATA
Approvato	Marco Tonoli	Ricerca & Sviluppo	23/11/2023
Redatto	Michela sega	Controllo Qualità	23/11/2023

	Classe e descrizione del documento Scheda Tecnica di Prodotto	STP N° 00411	Emessa il 23/11/2023
		Rev. N°01	
PRODOTTO: PIASTRINE X 30 pz FLASH		Pagina 2 di 2	

9. Dati Analitici Base	9.1	Aspetto	Solido
	9.2	Profumo	Conforme allo standard
	9.3	Colore	Azzurro
10. Confezionamento	10.1	Blister	N° 3 blister da n° 10 piastrine
	10.2	Astuccio	N° 1 Astuccio
	10.3	Cartone	Pretagliato da 24 pezzi
	11.1	N° Pezzi per cartone	24
	11.2	N° Cartoni per piano	12
	11.3	N° Piani da incrociare	7
	11.4	N° totale Cartoni x pallet	84
	11.5	N° totale pezzi per bancale	2.016
	11.6	Codice EAN	8007675738155
	11.7	Codice ITF 14	18007675738152
	11.8	Dimensioni imballo (bxpxh)	34,5 x 19,5 x 13,5 (cm)
	11.9	Peso imballo	1,3 Kg
12. Note	12.1	Presidio Medico Chirurgico N° 20196	
	12.2	Disponibile scheda di sicurezza	
	12.3	Scadenza 3 anni	

STATO	RESPONSABILE	FUNZIONE	DATA
Approvato	Marco Tonoli	Ricerca & Sviluppo	23/11/2023
Redatto	Michela sega	Controllo Qualità	23/11/2023